



LA RENTRÉE DENTAIRE !

Septembre arrive à grands pas et les congés estivaux, généralement caractérisés par un relâchement des bonnes habitudes, laisseront la place à la reprise de la routine, autant pour les enfants que pour les parents. Encore faut-il avoir les bons outils et les bons gestes ! C'est dans cette optique que NEOPULSE, expert Français de la santé bucco-dentaire, a créé des produits pour une routine complète.

ÉTAPE 1 : le nettoyage interdentaire

pour éliminer la plaque dentaire, retirer les débris alimentaires, prévenir le saignement des gencives et l'apparition de caries interdentaires.

Jet dentaire le matin

Libérez les espaces interdentaires avant le brossage en retirant la plaque dentaire et les débris alimentaires coincés entre les dents.

On n'oublie pas la langue

On privilégie la canule gratte-langue du jet dentaire pour évacuer tout en douceur avec l'eau les bactéries présentes sur votre langue.



Fil dentaire le soir

En complément de l'utilisation du jet dentaire le matin, utiliser du fil dentaire le soir permet de libérer les espaces interdentaires avant le brossage. Le fil dentaire NEOPICK dispose d'un manche en amidon de maïs, biodégradable et compostable.



ÉTAPE 2 : le brossage des dents

pour les nettoyer, retirer la plaque dentaire sur les faces extérieures, intérieures et supérieures.



La quantité de dentifrice : l'excès de dentifrice n'améliore pas l'efficacité du brossage. Il faut appliquer l'équivalent d'un pois chiche.

Le bon mouvement : brossez les dents de la gencive vers la dent en effectuant un mouvement vertical. Pour un brossage uniforme, d'une durée de 2 minutes, il faut diviser sa mâchoire en 4 zones et consacrer ainsi 30 secondes à chacune d'entre elles.

La technologie sonore : Pour préserver la santé des dents et gencives sensibles, la technologie sonore allie douceur et efficacité. Ses vibrations reproduisent le bon mouvement de brossage (vertical) recommandé par les chirurgiens-dentistes.

Pour le sourire de toute la famille.