

IVENEER

INJECTABLE MATRIX SYSTEM



Une matrice préfabriquée innovante pour la technique d'injection de résines composites fluides

[Voir la vidéo](#)


INSERER



INJECTER



C'EST FAIT



IVENEER est un système innovant de **matrices préfabriquées** pour injection directe de composite fluide en vestibulaire, en vue de la création de facettes directes.

Elles sont à usage unique et ne nécessitent **aucun travail supplémentaire de préparation**, ni au cabinet dentaire, ni au laboratoire de prothèse, gages d'un très bon état de surface, réduisant drastiquement les étapes de finition, de polissage et de lustrage.

Les matrices IVENEER sont munies de deux ailettes interproximales pour faciliter leur manipulation et leur adaptation. Le design anatomique et breveté de la matrice IVENEER lui permet de **s'adapter facilement aux contours** dentaires, les ailettes pouvant toujours être découpées à l'aide de ciseaux fins en fonction de la situation clinique.

IVENEER permet la **restauration des pertes de substance** vestibulaires de manière **rapide, efficace et esthétique**.



[Télécharger le Dossier de Presse](#)

Références :

IV00001 : Iveneer (kit complet)

Pour toute question complémentaire, contactez le 04 90 42 92 92 ou anne.picavet@fip-group.fr

