

# BEESURE INKY NITRILE



**Gants d'examen** non-stériles noirs sans poudre en nitrile de **grande qualité**. Les gants **beesure Inky Nitrile** sont ambidextres, leur nature sans poudre permet d'éviter les risques d'irritation cutanée et d'allergie. Leur conception texturée permet une parfaite préhension des instruments.

Le recouvrement de la face interne de ces gants par un polymère lisse **facilite leur enfilage y compris avec les mains humides**. Ils bénéficient du procédé beefirst®, assurant zéro contact avec la peau durant les phases de fabrication, de contrôle et de conditionnement.

Les gants beesure Inky Nitrile offrent, grâce à leur souplesse, un confort similaire à celui procuré par des gants en latex.

L'épaisseur différentielle des gants assure un **confort remarquable** et une **très grande résistance**.

La résistance à la traction est de 14 Mpa avant vieillissement simulé. Ils offrent par ailleurs un coefficient d'élongation de 500 %, ce qui témoigne de leur **grande qualité** et leur **importante résistance au déchirement**.



## Références :

CB00060 : beesure Inky Nitrile Taille XS (boîte de 200 gants)

CB00061 : beesure Inky Nitrile Taille S (boîte de 200 gants)

CB00062 : beesure Inky Nitrile Taille M (boîte de 200 gants)

CB00063 : beesure Inky Nitrile Taille L (boîte de 200 gants)

Pour toute question complémentaire, contactez le **04 90 42 92 92** ou [anne.picavet@fip-group.fr](mailto:anne.picavet@fip-group.fr)

