

Produits & services

Septembre 2024

Le design rencontre l'efficacité : le nouveau VITA SMART.FIRE ADVANCED

La société VITA Zahnfabrik présente la nouvelle génération du four de cuisson VITA SMART.FIRE : le VITA SMART.FIRE ADVANCED. Ce four largement perfectionné offre de nombreuses nouvelles fonctions qui garantissent une plus grande efficacité dans les cabinets dentaires et maintenant aussi dans les laboratoires.

Possibilités d'utilisation étendues et plus de flexibilité

Le VITA SMART.FIRE ADVANCED dispose d'une enceinte de cuisson plus grande qui peut désormais accueillir des bridges jusqu'à 14 éléments et permet ainsi une utilisation polyvalente au laboratoire. Le refroidissement linéaire avec simulation de la température de l'objet garantit des résultats de cuisson précis et sûrs. De nouvelles tablettes de refroidissement en option pouvant être accrochées ainsi que de nouveaux plateau et tiges de cuisson (tiges à quatre doigts et tiges en céramique) élargissent les possibilités d'utilisation du four de cuisson et assurent un confort d'utilisation encore plus grand. Les nouvelles tiges de cuisson sont disponibles séparément en kits de réassort de même type et en kit mixte.

Efficacité éprouvée et convivialité

Le VITA SMART.FIRE ADVANCED conserve l'utilisation intuitive, les programmes préinstallés et le design peu encombrant du modèle précédent. Ainsi, une manipulation simple et une utilisation optimale de l'espace restent garanties. Ce four de cuisson a été optimisé aussi bien pour l'application en cabinet que pour l'utilisation en laboratoire dentaires et répond aux exigences d'efficacité, de précision et de flexibilité.

Le VITA SMART.FIRE ADVANCED sera disponible à partir de septembre 2024.

Autres informations disponibles à l'adresse : www.vita-zahnfabrik.com



III. 1 : le nouveau VITA SMART.FIRE ADVANCED avec de nombreuses nouvelles fonctions.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

La société VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG est une entreprise familiale du secteur dentaire, actuellement dirigée par la quatrième génération, dont le siège se trouve à Bad Säckingen, dans le sud de l'Allemagne. VITA développe, produit et commercialise depuis près de 100 ans des produits innovants et de haute qualité ainsi que des solutions de restauration pour la prothèse dentaire et la dentisterie. Plus de 600 employés dans le monde entier travaillent pour la société VITA Zahnfabrik visant, comme personne d'autre, des relations de proximité avec les utilisateurs et les clients. Les domaines de compétence vont de la détermination de la couleur analogique et numérique, des dents artificielles et des matériaux d'incrustation aux fours et aux matériaux CFAO, sans oublier les céramiques pressées et les matériaux pour la médecine dentaire.

Dans le développement de solutions systèmes innovantes pour la reproduction fonctionnelle et esthétique de la substance dentaire, l'accent est aussi mis sur les besoins des utilisateurs. Par ses compétences scientifiques et grâce à des programmes de formation continue ciblés, VITA aide et conseille les experts dentaires de plus de 125 pays dans leur travail quotidien.

Cette « perfect match » (correspondance parfaite) est expérimentée au laboratoire et au cabinet, de la détermination précise des couleurs de dents à la restauration finale et au collage. VITA Zahnfabrik poursuit son chemin de manière systématique en développant des solutions toujours meilleures pour une prothèse parfaite, grâce à une force d'innovation continue et une exigence de qualité élevée. VITA Zahnfabrik contribue ainsi à la qualité de vie des personnes concernées.