



La première brosse à dents sonore spécifiquement conçue pour les porteurs d'appareil orthodontique !

GUM® élargit sa gamme de brosses à dents soniques à pile avec **GUM SONIC ORTHO**, spécialement conçue pour offrir une efficacité supérieure* de brossage pour les porteurs de bagues, avec la combinaison des vibrations soniques et de la coupe en V de ses brins.

Sa tête est munie de brins extérieurs longs 18/100 effilés à 1/100 pour atteindre les zones difficiles d'accès, notamment le sillon gingival, et de brins centraux courts arrondis (18/100) pour nettoyer efficacement la surface des dents et des bagues.

Légère et sans fil, la brosse **GUM SONIC ORTHO** est aussi adaptée à un usage nomade. La pile permet jusqu'à 3 mois d'utilisation et la tête est remplaçable (compatible avec toutes les têtes de la gamme GUM SONIC).

Cette nouveauté vient compléter la gamme **GUM ORTHO**, composée d'une brosse manuelle, d'une brosse de voyage, d'un dentifrice, d'un bain de bouche et d'une cire de protection**.

**Test in vitro*vs. une brosse à dents orthodontique manuelle.*

*** Dispositif Médical de classe I non remboursé par l'Assurance Maladie.*

Pour plus d'informations, contactez :

SUNSTAR France

Email : contact@fr.sunstar.com

Site web : professional.sunstargum.fr