

# Communiqué de presse

Anncy, Juin 2026

Nouveau pour les traitements par aligneurs !

Ivoclar lance Tetric® EvoCeram Aligner, une solution innovante pour la réalisation des taquets dans le cadre des traitements par aligneurs transparents.



Développé pour répondre aux exigences croissantes des professionnels dentaires et des patients, Tetric® EvoCeram Aligner est un **composite modelable et fluorescent** qui allie précision clinique, performance mécanique et discrétion esthétique.

## Ce qui le rend unique : il est très facile à détecter sous lumière UV

Sa formulation chimique optimisée permet une visibilité accrue sous lumière UV, facilitant ainsi un positionnement initial précis des taquets, ainsi que leur retrait rapide et efficace en fin de traitement.

Ce composite est facile à détecter et à différencier de l'émail.

Les images ci-contre montrent la fluorescence de Tetric® EvoCeram Aligner et sa visibilité élevée sous lumière UV.



## Teinte T universelle

Ce nouveau composite est proposé dans une teinte universelle unique (teinte T) présentant **une translucidité élevée de 15 %**.

Les taquets se fondent harmonieusement dans la structure dentaire, répondant ainsi aux attentes des patients en matière de discrétion, tout en permettant aux praticiens de rationaliser leur gestion des stocks.



Shannon Pace Brinker, CDA CDD  
The Whitening Shop, Virginia Beach, VA

## Durable et résistant à l'abrasion



Shannon Pace Brinker, CDA CDD  
The Whitening Shop, Virginia Beach, VA

Grâce à une teneur en charge élevée de 76 % en poids, Tetric® EvoCeram Aligner garantit la création de **taquets solides, stables et résistants à l'abrasion**, assurant ainsi leur durabilité tout au long du traitement, y compris dans les cas les plus complexes.

## Flexibilité d'utilisation

Polyvalent, Tetric® EvoCeram Aligner est également adapté à la fixation de dispositifs de contention linguale.

Il est disponible en seringues de 3 grammes et en cavifils de 0,20 g, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation adaptée aux différentes préférences cliniques.

### Conditionnements



Teinte	Seringue (1x3g)	Cavifil (20x0,2g)
T	762519WW	762518WW

Avec Tetric® EvoCeram Aligner, Ivoclar confirme son engagement à fournir des solutions innovantes qui optimisent les performances cliniques tout en améliorant l'expérience des patients.

# Communiqué de presse

## Profitez d'une démonstration produit en cabinet !

En scannant le QR code ci-contre, les praticiens peuvent contacter leur délégué Ivoclar pour profiter d'une démonstration produit en cabinet et découvrir ainsi les avantages de Tetric® EvoCeram Aligner !



Tetric® EvoCeram Aligner est une marque déposée par Ivoclar Vivadent AG.

Tetric® EvoCeram Aligner est un dispositif médical de Classe IIA / CE0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ce dispositif médical ou sur son étiquetage. Ce dispositif médical n'est pas remboursé par les organismes d'assurance maladie

### A propos du Groupe Ivoclar

Le groupe Ivoclar, dont le siège social est basé à Schaan, au Liechtenstein, est l'un des principaux fabricants au monde de solutions intégrées pour des applications dentaires de pointe. Depuis plus d'un siècle, l'entreprise façonne l'industrie dentaire, permettant à tous d'atteindre la meilleure santé bucco-dentaire et d'obtenir un beau sourire. L'entreprise doit son succès à un ensemble complet de produits, de systèmes et de services, de fortes capacités en matière de Recherche & Développement et un engagement marqué dans la formation. Le groupe, qui vend ses produits dans quelque 130 pays, compte 56 filiales et succursales et emploie environ 3 600 personnes dans le monde.

#### **Ivoclar**

168 rue des Savoie  
74330 Epagny Metz-Tessy – France  
[ivoclar.com](http://ivoclar.com)

**Contact Presse :** Lou-Anne CHAUMONTET  
[Lou-Anne.Chaumontet@ivoclar.com](mailto:Lou-Anne.Chaumontet@ivoclar.com)